

# Spacer Clip

# MAKERS4ALL

.....x 17.5 cm    .....x 21.5 cm    .....x 25 cm    Aanvraag:

Zakje bijna leeg? Vraag nieuwe aan op [www.makers4all.org](http://www.makers4all.org)

## Veel plezier met uw beschermingsmiddelen!

### Vertelt u ons hoe ze u bevallen?

Wij zijn erg benieuwd naar uw feedback uit de praktijk!  
Op onze website vindt u (onderaan de 'VRAGERS'-pagina) een link naar het Feedback-formulier.  
De getalenteerde ontwerpers in onze MAKERS4ALL Community gaan graag met uw op- en aanmerkingen aan de slag. Omdat we 3D-printen, kunnen we eventuele aanpassingen snel doorvoeren.

### Helpt u ons helpen?

Wij kunnen dit doen door de donaties die we van u krijgen. De vrijwilligers van Stichting MAKERS4ALL staan met hun 3D-printers klaar om zorg/hulpverleners en mensen met een contactberoep of in een risicogroep, kosteloos te helpen aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

U kunt onze makers ondersteunen in de kosten, dus doneer nu! Doneren (ook van materialen) kan via onze website of door een bedrag over te maken naar: **NL30 TRIO 0254 320694 t.n.v. HWF met vermelding 'makers4all'**.

## De pasvorm aanpassen

Als de Spacer Clip te hard tegen uw wangen drukt, of juist te breed is, zodat uw masker 'open staat' (**voorkom dat!**), kunt u hem breder of smaller maken.

- 1) **Verwarm** het midden v/d Clip
  - in een schaaltje/pannetje warm water (net van de kook af)
  - of met een haarfohn.
- 2) **Buig de uiteinden** wat meer naar elkaar toe (smaller maken) of wat verder van elkaar af (breder maken).

Zorg ervoor, dat het mondkapje uiteindelijk overal netjes aansluit.



## Schoonmaken

Al onze producten zijn **HERBRUIKBAAR!!!**

Voor al onze items geldt, dat u de onderdelen kunt schoonmaken:

- ★ Wassen in een lauwwarm of koud sopje van bijvoorbeeld afwasmiddel of allesreiniger.

**LET OP:** Heet/te warm water kan de 3D-geprinte onderdelen doen vervormen!!

- ★ Of reinigen met alcohol.

(de items zijn ook bestand tegen chloor)

## Hoe vaak schoonmaken?

Zo gauw u uw mondkapje vervangt dient u ook de spacer clip goed schoon te maken.

