

Spacer Clip

MAKERS4ALL

.....x 17.5 cm

.....x 21.5 cm

.....x 25 cm

Aanvraag:

Zakje bijna leeg? Vraag nieuwe aan op www.makers4all.org

Veel plezier met uw beschermingsmiddelen!

Vertelt u ons hoe ze u bevallen?

Wij zijn erg benieuwd naar uw feedback uit de praktijk!

Op onze website vindt u (onderaan de 'VRAGERS'-pagina) een link naar het Feedback-formulier.

De getalenteerde ontwerpers in onze MAKERS4ALL Community gaan graag met uw op- en aanmerkingen aan de slag. Omdat we 3D-printen, kunnen we eventuele aanpassingen snel doorvoeren.

Helpt u ons helpen?

Wij kunnen dit doen door de donaties die we van u krijgen. De vrijwilligers van Stichting MAKERS4ALL staan met hun 3D-printers klaar om zorg/hulpverleners en mensen met een contactberoep of in een risicogroep, kosteloos te helpen aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

U kunt onze makers ondersteunen in de kosten, dus doneer nu! Doneren (ook van materialen) kan via onze website of door een bedrag over te maken naar: **NL23 RABO 0364622350** t.n.v. Stichting MAKERS4ALL.

De pasvorm aanpassen

Als de Spacer Clip te hard tegen uw wangen drukt, of juist te breed is, zodat uw masker 'open staat' (**voorkom dat!**), kunt u hem breder of smaller maken.

1) Verwarm het midden v/d Clip

- in een schaaltje/pannetje warm water (net van de kook af)
- of met een haarfohn.

2) Buig de uiteinden wat meer naar elkaar toe (smaller maken) of wat verder van elkaar af (breder maken).

Zorg ervoor, dat het mondkapje uiteindelijk overal netjes aansluit.



Schoonmaken

Al onze producten zijn

HERBRUIKBAAR!!!

Voor al onze items geldt, dat u de onderdelen kunt schoonmaken:

- ★ Wassen in een lauwwarm of koud sopje van bijvoorbeeld afwasmiddel of allesreiniger.

LET OP: Heet/te warm water kan de 3D-geprinte onderdelen doen vervormen!!

- ★ Of reinigen met alcohol.

(de items zijn ook bestand tegen chloor)

Hoe vaak schoonmaken?

Zo gauw u uw mondkapje vervangt dient u ook de spacer clip goed schoon te maken.

